


Hommie Nasal Aspirator



User Manual

Model: BC-024

EN (01-09) DE (10-18) FR (19-27) ES (28-36) IT (37-45)

IMPORTANT INSTRUCTIONS BEFORE USE

This device is designed to clear nasal secretions and mucus, and is suitable for children to adults. Please read this user manual carefully before use.


1. This device must be operated by an adult. Do not allow children to use it unattended.
2. Keep the product out of reach of children when not in use.
3. This device is intended for simple nasal cleaning only. If you or your kid experiences nasal discomfort, consult a healthcare professional.
4. When using this device to clear nasal secretions, ensure that the user (child or adult) breathes normally. Avoid holding breath, closing the mouth, or swallowing to prevent pressure imbalances in the eardrum caused by the vacuum.
5. Clean the device thoroughly after each use.

CAUTIONS

Use this product only as intended and with manufacturer-recommended attachments.

1. Avoid exposing the device to extreme temperatures, high humidity, or direct sunlight.
2. Do not place or store the device where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not insert any objects into the device's openings or hoses.
4. Keep air openings clear of blockages, lint, hair, and soft surfaces like beds or couches.
5. Do not use while drowsy or sleeping.
6. Do not use if there is nasal bleeding, acute head/neck injury, coagulopathy, or bleeding disorders.
7. Insert the tip only enough to gently seal the nostril edge.
8. Stop using immediately if irritation occurs.
9. Do not use if the device is overheating, malfunctioning, or showing signs of damage.

PACKING LIST



Nasal Aspiration host
*1



Sponge
*5



Clean Brush
*1



Clip
*1




Tube
*1



Tip
*2




Mucus Collector
*1




USB-C Cable
*1

Product Overview



ON/OFF	Long press "Power Button" for 3s to turn on/off the nasal aspirator.
Start/Pause	Press "Start/Pause" once to start or pause suction.
Suction/Volume Level Adjuster	Press "+" to increase suction or volume. Press "-" to decrease suction or volume.
Power Display	Real-time power display.
Music	Press "Music" to play music.
Night Light	Press "Night Light" to turn on the night light.

Mucus Collector




Product Specification

Vacuum Suction Pressure	225-412mmHg (65±5kPa), adjustable in 9 levels
Noise Level	45-55db
Operating Temperature	5-35°C
Battery Capacity	1500mAh
Battery Life	Up to 2.5H on a full charge
Charging Voltage	5V
Input Current	1A
Power Source	USB-C

Operating Instructions


First Assembly After Arrival




- ① Remove the snot container, tubing, and appropriate tip from the storage drawer of the host.
- ② Attach the silicone tip to the snot container.
- ③ Connect the tubing to both the host and snot container, now power on the device and start suction.

How to Remove and Wash

※ The sealing plate is not washable.





① Disconnect Tubing

Unplug the tubing from the device and the snot container.

② Remove Tip and Battery Box

- Detach the silicone tip from the snot container.
- Slide up and remove the battery box.

③ Remove Snot Container Bottom Cover

- Turn the snot container upside down.
- Pinch the bottom cover with your thumb and index finger, then twist it slightly to the left (about 80°) to unlock and remove.

Note: Do not wash this part unless mucus has entered the sponge.

④ Remove Transitional Component

- Pinch the elastic buttons on both sides of the base with your thumb and index finger.
- Gently pull out the transitional component.


⑤ Clean Components

- Rinse the snot container and tip with water.
- Use a brush to scrub if necessary.
- Air dry and place the components back into the device's storage drawer.

Note: The tubing does not need to be washed unless stained.

Special Notes on Sponges

The sponge generally does not need cleaning or replacement. However, if it becomes contaminated with mucus, you will need to remove and replace it. Please follow these steps:




- ① Remove or place the filter sponge on the transitional component as shown in Picture 1, then loosen or fasten the cover as shown in Picture 2.
- ② Rotate the cover counterclockwise to unlock or clockwise to lock, as shown in Picture 3.

Note: This sponge is not disposable and cannot be washed, dried, and reused.

How to Assemble the Snot Container After Cleaning

- ① Align the buckle on the sealing plate with the bayonet on the base. Press it in and turn it to the right to lock.
- ② Dock the base with the snot container and push the base into the container until you hear a “click,” confirming it is securely installed.



Troubleshooting

Weak or No Suction

- ① Ensure the silicone suction tip is installed correctly.
- ② Charge the device before use.
- ③ Check that all components are assembled properly.
- ④ Inspect the sponge on the sealing plate for moisture or expansion; if present, replace it (multiple replacements are included).

Injury or Pain

- ① Do not use if you have nosebleeds or acute injuries to the head, face, or neck.
- ② Avoid inserting the silicone suction tip too deeply into the nasal cavity.
- ③ Do not use continuously for long periods or at an excessively high suction level.
- ④ For severe nasal congestion or uncertain conditions, consult a doctor.

No Sniffing or Minimal Sniffing

- ① Position the suction tip correctly in the nasal cavity and keep the head upright.
- ② Choose the appropriate suction tip based on the viscosity of the nasal mucus.
- ③ If needed, spray saline into the nasal cavity to dilute the mucus.

Kind Reminder

- ① Use only mild soap and water for cleaning.
- ② After cleaning, the snot container (remove base and sealing plate) and silicone tips can be sterilized with boiling water.

WICHTIGE ANWEISUNGEN VOR DER BENUTZUNG

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Nasensekrete und Schleim zu entfernen, und ist für Kind bis Erwachsene geeignet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.


1. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen bedient werden. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
3. Dieses Gerät dient ausschließlich zur einfachen Nasenreinigung. Wenn Sie oder Ihr Kind Nasenbeschwerden haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
4. Achten Sie beim Einsatz des Geräts darauf, dass der Benutzer (Kind oder Erwachsener) normal atmet. Vermeiden Sie das Anhalten des Atems, das Schließen des Mundes oder das Schlucken, um Druckunterschiede im Trommelfell durch den Unterdruck zu verhindern.
5. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie vorgesehen und mit den vom Hersteller empfohlenen Zubehörteilen.

1. Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
2. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen es fallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
3. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen oder Schläuche des Geräts ein.
4. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Verstopfungen, Fusseln, Haaren und weichen Oberflächen wie Betten oder Sofas.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder schlafen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Nasenbluten, akuten Kopf-/Nackenverletzungen, Blutgerinnungsstörungen oder Blutungsneigungen.
7. Führen Sie die Spitze nur so weit ein, dass sie den Nasenrand sanft abdichtet.
8. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Reizungen auftreten.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es überhitzt, defekt ist oder Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

PACKLISTE



Nasensauger-Hauptgerät
*1



Schwamm
*5



Reinigungsbürste
*1



Clip
*1




Schlauch
*1



Spitze
*2




Schleimsammler
*1




USB-C-Kabel
*1

PRODUKTÜBERSICHT



EIN/AUS	Drücken Sie die „Power Button“ 3 Sekunden lang, um den Nasensauger ein-/auszuschalten.
Start/Pause	Drücken Sie einmal „Start/Pause“, um die Saugleistung zu starten oder zu unterbrechen.
Saug-/Lautstärkeregler	Drücken Sie „+“, um die Saugleistung oder Lautstärke zu erhöhen.
Power-Anzeige	Drücken Sie „-“, um die Saugleistung oder Lautstärke zu verringern.
Musik	Leistungsanzeige in Echtzeit.
Nachtlicht	Drücken Sie „Music“, um Musik abzuspielen.

Schleimsammler




Product Specification

Vakuumsaugdruck	225–412 mmHg (65 ± 5 kPa), einstellbar in 9 Stufen
Geräuschpegel	45–55 dB
Betriebstemperatur	5–35°C
Batteriekapazität	1500mAh
Batterielebensdauer	Bis zu 2,5 Stunden bei voller Ladung
Ladespannung	5V
Eingangsstrom	1A
Stromquelle	USB-C

Bedienungsanleitung


Erster Zusammenbau nach Ankunft




- ① Entnehmen Sie den Rotzbehälter, den Schlauch und die passende Spitze aus der Aufbewahrungsschublade des Hosts.
- ② Befestigen Sie die Silikonspitze am Rotzbehälter.
- ③ Schließen Sie den Schlauch sowohl an den Host als auch an den Rotzbehälter an, schalten Sie nun das Gerät ein und beginnen Sie mit dem Saugen.

So entfernen und waschen Sie sie


※ Die Dichtungsplatte ist nicht waschbar.





④

Nicht waschen



⑤

① Schlauch abtrennen

Schlauch vom Gerät und dem Schleimbehälter abtrennen.

② Spitze und Batteriefach entfernen

- Silikonspitze vom Schleimbehälter lösen.
- Batteriefach nach oben schieben und entfernen.

③ Untere Abdeckung des Schleimbehälters entfernen

- Schleimbehälter umdrehen.
- Untere Abdeckung mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, dann leicht nach links drehen (ca. 80°), um sie zu entriegeln und zu entfernen.

Hinweis: Dieses Teil nicht waschen, es sei denn, Schleim ist in den Schwamm eingedrungen.

④ Übergangskomponente entfernen

- Die elastischen Knöpfe auf beiden Seiten der Basis mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken.
- Übergangskomponente vorsichtig herausziehen.


⑤ Komponenten reinigen

- Schleimbehälter und Spitze mit Wasser abspülen.
- Bei Bedarf mit einer Bürste schrubben.
- An der Luft trocknen lassen und die Komponenten zurück in die Aufbewahrungsschublade des Geräts legen.

Hinweis: Die Schläuche müssen nicht gewaschen werden, sofern sie nicht verschmutzt sind.

Besondere Hinweise zu Schwämmen

Der Schwamm muss im Allgemeinen nicht gereinigt oder ersetzt werden. Wenn er jedoch mit Schleim verunreinigt ist, müssen Sie ihn entfernen und ersetzen. Bitte befolgen Sie diese Schritte:




- ① Entfernen oder platzieren Sie den Filterschwamm auf dem Übergangsstück, wie in Abbildung 1 gezeigt, und lösen oder befestigen Sie dann die Abdeckung, wie in Abbildung 2 gezeigt.
- ② Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln, oder im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln, wie in Abbildung 3 gezeigt.

Hinweis: Dieser Schwamm ist kein Einwegprodukt und kann nicht gewaschen, getrocknet und wiederverwendet werden.

So montieren Sie den Rotzbehälter nach der Reinigung

- ① Richten Sie die Schnalle an der Dichtungsplatte mit dem Bajonett an der Basis aus. Drücken Sie sie hinein und drehen Sie sie nach rechts, um sie zu verriegeln.
- ② Docken Sie die Basis an den Rotzbehälter an und drücken Sie die Basis in den Behälter, bis Sie ein „Klicken“ hören. Dies bestätigt, dass sie sicher installiert ist.



Fehlerbehebung

Schwache oder keine Saugkraft

- ① Stellen Sie sicher, dass die Silikonsaugspitze richtig installiert ist.
- ② Laden Sie das Gerät vor der Verwendung auf.
- ③ Überprüfen Sie, ob alle Komponenten richtig zusammengebaut sind.
- ④ Überprüfen Sie den Schwamm an der Dichtungsplatte auf Feuchtigkeit oder Ausdehnung. Wenn vorhanden, ersetzen Sie ihn (mehrere Ersatzteile sind im Lieferumfang enthalten).

Verletzung oder Schmerzen

- ① Nicht verwenden, wenn Sie Nasenbluten oder akute Verletzungen an Kopf, Gesicht oder Hals haben.
- ② Vermeiden Sie, die Silikonsaugspitze zu tief in die Nasenhöhle einzuführen.
- ③ Nicht über längere Zeiträume kontinuierlich oder mit zu hoher Saugkraft verwenden.
- ④ Bei schwerer verstopfter Nase oder unklaren Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Kein oder nur minimales Schnupfen

- ① Saugspitze richtig in der Nasenhöhle positionieren und Kopf aufrecht halten.
- ② Je nach Viskosität des Nasenschleims die passende Saugspitze wählen.
- ③ Bei Bedarf Kochsalzlösung in die Nasenhöhle sprühen, um den Schleim zu verdünnen.

Freundliche Erinnerung

- ① Zur Reinigung nur milde Seife und Wasser verwenden.
- ② Nach der Reinigung können der Nasenschleimbehälter (Boden und Dichtungsplatte entfernen) und die Silikonspitzen mit kochendem Wasser sterilisiert werden.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES AVANT UTILISATION

Cet appareil est conçu pour dégager les sécrétions nasales et le mucus, et convient aux enfant comme aux adultes. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.


1. Cet appareil doit être utilisé par un adulte. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Cet appareil est destiné uniquement à un nettoyage nasal simple. Si vous ou votre enfant ressentez une gêne nasale, consultez un professionnel de la santé.
4. Lors de l'utilisation de cet appareil pour dégager les sécrétions nasales, assurez-vous que l'utilisateur (enfant ou adulte) respire normalement. Évitez de retenir votre respiration, de fermer la bouche ou de déglutir pour prévenir les déséquilibres de pression dans le tympan causés par le vide.
5. Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS

Utilisez ce produit uniquement comme prévu et avec les accessoires recommandés par le fabricant.

1. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil.
2. Ne placez ni ne rangez l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
3. N'insérez aucun objet dans les ouvertures ou les tuyaux de l'appareil.
4. Gardez les ouvertures d'air dégagées de blocages, de peluches, de cheveux et de surfaces molles telles que les lits ou les canapés.
5. Ne l'utilisez pas si vous êtes somnolent ou en train de dormir.
6. Ne l'utilisez pas en cas de saignement nasal, de blessure aiguë à la tête/au cou, de troubles de la coagulation ou de troubles hémorragiques.
7. Insérez la pointe juste assez pour sceller doucement le bord de la narine.
8. Arrêtez immédiatement l'utilisation si une irritation se produit.
9. Ne l'utilisez pas si l'appareil surchauffe, fonctionne mal ou montre des signes de dommages.

LISTE DE COLISAGE



Appareil de succion nasale
*1



Éponge
*5



Brosse de nettoyage
*1



Clip
*1




Tuyau
*1



Pointe remplaçable
*2




Collecteur de mucus
*1




Câble USB-C
*1

Présentation du produit



Marche/Arrêt	Appuyez longuement sur le bouton «Power Button» pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'aspirateur nasal.
Démarrage/Pause	Appuyez une fois sur « Start/Pause» pour démarrer ou mettre en pause l'aspiration.
Réglage du niveau d'aspiration/volume	Appuyez sur « + » pour augmenter l'aspiration ou le volume.
Affichage de la puissance	Appuyez sur « - » pour diminuer l'aspiration ou le volume.
Musique	Affichage de la puissance en temps réel.
Veilleuse	Appuyez sur « Music » pour écouter de la musique.

Collecteur de mucus




Spécifications du produit

Pression d'aspiration sous vide	225-412 mmHg (65 ± 5 kPa), réglable sur 9 niveaux
Niveau de bruit	45-55 dB
Température de fonctionnement	5-35°C
Capacité de la batterie	1500mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 2,5 heures sur une charge complète
Tension de charge	5V
Courant d'entrée	1A
Source d'alimentation	USB-C

Mode d'emploi


Premier montage après l'arrivée




- ① Retirez le récipient à morve, le tube et l'embout approprié du tiroir de rangement de l'hôte.
- ② Fixez l'embout en silicone au récipient à morve.
- ③ Connectez le tube à l'hôte et au récipient à morve, allumez maintenant l'appareil et démarrez l'aspiration.

Comment retirer et laver


※ La plaque d'étanchéité n'est pas lavable.





④

Ne pas laver



⑤

① Débrancher le tube

Débrancher le tube de l'appareil et du récipient à morve.

② Retirer l'embout et le boîtier de la batterie

- Détacher l'embout en silicone du récipient à morve.
- Faire glisser vers le haut et retirer le boîtier de la batterie.

③ Retirer le couvercle inférieur du récipient à morve

- Retourner le récipient à morve.
- Pincer le couvercle inférieur avec le pouce et l'index, puis le tourner légèrement vers la gauche (environ 80°) pour le déverrouiller et le retirer.

Remarque : ne pas laver cette pièce à moins que du mucus n'ait pénétré dans l'éponge.

④ Retirer le composant de transition

- Pincer les boutons élastiques des deux côtés de la base avec le pouce et l'index.
- Retirer délicatement le composant de transition.


⑤ Nettoyer les composants

- Rincez le récipient à morve et l'embout à l'eau.
- Utiliser une brosse pour frotter si nécessaire.
- Sécher à l'air libre et replacer les composants dans le tiroir de rangement de l'appareil.

Remarque : le tube n'a pas besoin d'être lavé, sauf s'il est taché.

Remarques spéciales sur les éponges

En général, l'éponge n'a pas besoin d'être nettoyée ou remplacée. Cependant, si elle est contaminée par du mucus, vous devrez la retirer et la remplacer. Veuillez suivre ces étapes :




- ① Retirez ou placez l'éponge filtrante sur le composant de transition comme indiqué sur l'image 1, puis desserrez ou fixez le couvercle comme indiqué sur l'image 2.
- ② Faites pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller, comme indiqué sur l'image 3.

Remarque : cette éponge n'est pas jetable et ne peut pas être lavée, séchée et réutilisée.

Comment assembler le récipient à morve après le nettoyage

- ① Alignez la boucle de la plaque d'étanchéité avec la baïonnette de la base. Appuyez dessus et tournez-la vers la droite pour verrouiller.
- ② Fixez la base au récipient à morve et poussez la base dans le récipient jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », confirmant qu'il est bien installé.



Dépannage

Aspiration faible ou inexistante

- ① Assurez-vous que l'embout d'aspiration en silicone est correctement installé.
- ② Chargez l'appareil avant utilisation.
- ③ Vérifiez que tous les composants sont correctement assemblés.
- ④ Inspectez l'éponge de la plaque d'étanchéité pour détecter toute trace d'humidité ou de dilatation ; si elle est présente, remplacez-la (plusieurs pièces de rechange sont incluses).

Blessure ou douleur

- ① N'utilisez pas l'appareil si vous avez des saignements de nez ou des blessures aiguës à la tête, au visage ou au cou.
- ② Évitez d'insérer l'embout d'aspiration en silicone trop profondément dans la cavité nasale.
- ③ N'utilisez pas l'appareil en continu pendant de longues périodes ou à un niveau d'aspiration excessivement élevé.
- ④ En cas de congestion nasale sévère ou de conditions incertaines, consultez un médecin.

Pas de reniflement ou reniflement minimal

- ① Positionnez correctement l'embout d'aspiration dans la cavité nasale et maintenez la tête droite.
- ② Choisissez l'embout d'aspiration approprié en fonction de la viscosité du mucus nasal.
- ③ Si nécessaire, vaporisez une solution saline dans la cavité nasale pour diluer le mucus.

Rappel aimable

- ① Utilisez uniquement du savon doux et de l'eau pour le nettoyage.
- ② Après le nettoyage, le récipient à morve (retirez la base et la plaque d'étanchéité) et les embouts en silicone peuvent être stérilisés à l'eau bouillante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES ANTES DE SU USO

Este dispositivo está diseñado para limpiar secreciones nasales y mucosidad, y es adecuado para niño hasta adultos. Lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo.


1. Este dispositivo debe ser manejado por un adulto. No permita que los niños lo usen sin supervisión.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
3. Este dispositivo está destinado solo para una limpieza nasal sencilla. Si usted o su niño experimentan molestias nasales, consulte a un profesional de la salud.
4. Al usar este dispositivo para limpiar secreciones nasales, asegúrese de que el usuario (niño o adulto) respire normalmente. Evite aguantar la respiración, cerrar la boca o tragar para prevenir desequilibrios de presión en el tímpano causados por el vacío.
5. Limpie el dispositivo a fondo después de cada uso..

PRECAUCIONES

Use este producto solo como se indica y con los accesorios recomendados por el fabricante.

1. Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas, alta humedad o luz solar directa.
2. No coloque ni almacene el dispositivo donde pueda caer o ser jalado a una bañera o fregadero.
3. No inserte objetos en las aberturas u orificios del dispositivo.
4. Mantenga las aberturas de aire libres de obstrucciones, pelusa, cabello y superficies blandas como camas o sofás.
5. No utilice mientras esté somnoliento o durmiendo.
6. No use si hay sangrado nasal, lesión aguda en la cabeza/cuello, coagulopatía o trastornos de sangrado.
7. Inserte la punta solo lo suficiente para sellar suavemente el borde de la fosa nasal.
8. Deje de usar inmediatamente si ocurre irritación.
9. No use si el dispositivo se sobrecalienta, funciona mal o muestra signos de daño..

LISTA DE EMPAQUE



Unidad principal del
Aspirador Nasal
*1



Esponja
*5



Cepillo de Limpieza
*1



Pinza
*1




Tubo
*1



Punta
*2




Recolector de
Mucosidad
*1




Cable USB-C
*1

Product Overview



ON/OFF	Mantén presionado el "Botón de encendido" durante 3 segundos para encender o apagar el aspirador nasal.
Iniciar/Pausa	Presiona "Iniciar/Pausa" una vez para iniciar o pausar la succión.
Ajuste de Nivel de Succión/Volumen	Presiona "+" para aumentar la succión o el volumen. Presiona "-" para disminuir la succión o el volumen.
Indicador de Batería	Muestra el nivel de batería en tiempo real.
Música	Presiona "Música" para reproducir música.
Luz Nocturna	Presiona "Luz nocturna" para encender la luz nocturna.

Colector de Mucosidad




Especificaciones del Producto

Presión de Succión al Vacío	225-412mmHg (65 ± 5 kPa), ajustable en 9 niveles
Nivel de Ruido	45-55db
Temperatura de Funcionamiento	5-35°C
Capacidad de la Batería	1500mAh
Duración de la Batería	Hasta 2,5 horas con una carga completa
Voltaje de Carga	5V
Corriente de Entrada	1A
Fuente de Alimentación	USB-C


Instrucciones de Funcionamiento


Primer Ensamblaje Después de la Llegada



Cómo Desmontar y Lavar


※ La placa de sellado no es lavable.





④

No lavar



⑤


- ① Desconectar el Tubo
Desenchufe el tubo del dispositivo y del contenedor de mucosidades.
- ② Retirar la Punta y la Caja de la Batería
 - Desconecte la punta de silicona del contenedor de mucosidades.
 - Deslice hacia arriba y retire la caja de la batería.
- ③ Retirar la Tapa Inferior del Contenedor de Mucosidades
 - Gire el contenedor de mucosidades boca abajo.
 - Apriete la tapa inferior con el pulgar y el índice, luego gírela ligeramente hacia la izquierda (unos 80°) para desbloquear y retirar.

Nota: No lave esta parte a menos que haya entrado moco en la esponja.
- ④ Retirar el Componente Transicional
 - Apriete los botones elásticos a ambos lados de la base con el pulgar y el índice.
 - Extraiga suavemente el componente transicional.
- ⑤ Limpiar Componentes
 - Enjuague el contenedor de mucosidades y la punta con agua.
 - Use un cepillo para fregar si es necesario.
 - Séquelos al aire y coloque los componentes de nuevo en el cajón de almacenamiento del dispositivo.

Nota: No es necesario lavar el tubo a menos que esté manchado.

Notas Especiales sobre las Esponjas

En general, la esponja no necesita ser limpiada ni reemplazada. Sin embargo, si se contamina con mucosidad, se deberá retirar y reemplazar. Por favor, siga estos pasos:




- ① Retire o coloque la esponja del filtro en el componente de transición como se muestra en la Imagen 1, luego afloje o ajuste la tapa como se muestra en la Imagen 2.
- ② Gire la tapa en sentido antihorario para desbloquear o en sentido horario para bloquear, como se muestra en la Imagen 3.

Nota: Esta esponja no es desechable y no se puede lavar, secar y reutilizar.

Cómo Ensamblar el Contenedor de Moco Después de la Limpieza

- ① Alinee la hebilla en la placa de sellado con la bayoneta en la base. Presiónela y gírela a la derecha para bloquear.
- ② Conecte la base con el contenedor de moco y empuje la base dentro del contenedor hasta escuchar un "clic" que confirme una instalación segura.



Solución de Problemas

Succión Débil o Nula

- ① Asegúrese de que la punta de succión de silicona esté instalada correctamente.
- ② Cargue el dispositivo antes de usarlo.
- ③ Verifique que todos los componentes estén ensamblados correctamente.
- ④ Inspeccione la esponja en la placa de sellado para detectar humedad o expansión; si está presente, reemplácela (se incluyen varios repuestos).

Lesión o Dolor

- ① No utilice el dispositivo si tiene hemorragias nasales o lesiones agudas en la cabeza, cara o cuello.
- ② Evite insertar la punta de succión de silicona demasiado profundamente en la cavidad nasal.
- ③ No lo use de manera continua durante períodos prolongados o a un nivel de succión excesivamente alto.
- ④ Para congestión nasal severa o condiciones inciertas, consulte a un médico.

Sin Olfato o Olfato Mínimo

- ① Coloque la punta de succión correctamente en la cavidad nasal y mantenga la cabeza erguida.
- ② Escoja la punta de succión adecuada según la viscosidad de la mucosidad nasal.
- ③ Si es necesario, rocíe solución salina en la cavidad nasal para diluir la mucosidad.

Recordatorio Amistoso

- ① Use solo jabón suave y agua para limpiar.
- ② Después de la limpieza, el contenedor de moco (retire la base y la placa de sellado) y las puntas de silicona pueden ser esterilizados con agua hirviendo.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'USO

Questo dispositivo è progettato per eliminare le secrezioni e il muco nasale, ed è adatto per bambino e adulti. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso.


1. Questo dispositivo deve essere utilizzato da un adulto. Non permettere al bambino di usarlo senza supervisione.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata del bambino quando non in uso.
3. Questo dispositivo è destinato esclusivamente alla pulizia semplice delle cavità nasali. Se tu o il tuo bambino avvertite disagio nasale, consultate un medico.
4. Quando si utilizza il dispositivo per eliminare le secrezioni nasali, assicurarsi che l'utente (bambino, ragazzo o adulto) respiri normalmente. Evitare di trattener il respiro, chiudere la bocca o deglutire per evitare squilibri di pressione nel timpano causati dal vuoto.
5. Pulire accuratamente il dispositivo dopo ogni uso.

AVVERTENZE

Utilizzare questo prodotto solo come indicato e con gli accessori raccomandati dal produttore.

1. Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme, umidità elevata o luce solare diretta.
2. Non collocare o conservare il dispositivo in luoghi dove possa cadere o essere trascinato in una vasca o lavabo.
3. Non inserire oggetti nelle aperture o nei tubi del dispositivo.
4. Mantenere le aperture d'aria libere da ostruzioni, lanugine, capelli e superfici morbide come letti o divani.
5. Non utilizzare mentre si è assonnati o addormentati.
6. Non utilizzare in caso di sanguinamento nasale, lesioni acute a testa/collo, coagulopatie o disordini emorragici.
7. Inserire la punta solo quanto basta per sigillare gentilmente il bordo della narice.
8. Interrompere immediatamente l'uso se si verifica irritazione.
9. Non utilizzare se il dispositivo è surriscaldato, malfunzionante o mostra segni di danni.

LISTA DI IMBALLAGGIO



Host di Aspirazione Nasale
*1



Spugna
*5



Spazzola di Pulizia
*1



Clip
*1




Tubo
*1



Punta
*2




Raccoglitore di
Muco
*1




Cavo USB-C
*1

Product Overview



ON/OFF	Tieni premuto il "Pulsante di Accensione" per 3 secondi per accendere/spegnere l'aspiratore nasale.
Avvia/Pausa Premi	"Avvia/Pausa" una volta per avviare o mettere in pausa l'aspirazione.
Regolatore di Livello Aspirazione/Volume	Premere "+" per aumentare l'aspirazione o il volume. Premere "-" per diminuire l'aspirazione o il volume.
Display della Carica	Display della carica in tempo reale
Musica	Premere "Musica" per ascoltare musica.
Luce Notturna	Premere "Luce Notturna" per accendere la luce notturna.

Collettore di Muco




Specifiche del Prodotto

Pressione di Aspirazione a Vuoto	225-412 mmHg (65 ± 5 kPa), regolabile su 9 livelli
Livello di Rumore	45-55db
Temperatura di Funzionamento	5-35°C
Capacità della Batteria	1500mAh
Durata della Batteria	Fino a 2,5 ore con una carica completa
Tensione di Carica	5V
Corrente di Ingresso	1A
Fonte di Alimentazione	USB-C

Istruzioni per l'Uso


Prima Assembla al Ricevimento




- ① Rimuovi il contenitore del muco, il tubo e il beccuccio appropriato dal cassetto di stoccaggio dell'unità principale.
- ② Attacca il beccuccio in silicone al contenitore del muco.
- ③ Collega il tubo sia all'unità principale che al contenitore del muco, quindi accendi il dispositivo e inizia l'aspirazione.


Come Rimuovere e Lavare

※ La piastra di tenuta non è lavabile.





④



⑤


- ① Scollegare il Tubo
Scollegare il tubo dal dispositivo e dal contenitore del muco.
- ② Rimuovere il Beccuccio e la Scatola della Batteria
 - Stacca il beccuccio in silicone dal contenitore del muco.
 - Fai scorrere verso l'alto e rimuovi la scatola della batteria.
- ③ Rimuovi la Copertura Inferiore del Contenitore del Muco
 - Capovolgi il contenitore del muco.
 - Premi la copertura inferiore con pollice e indice, quindi ruotala leggermente a sinistra (circa 80°) per sbloccare e rimuovere.

Nota: Non lavare questa parte a meno che il muco non sia entrato nella spugna.
- ④ Rimuovere il Componente di Transizione
 - Pizzica i pulsanti elastici su entrambi i lati della base con pollice e indice.
 - Estrai delicatamente il componente di transizione.
- ⑤ Pulire i Componenti
 - Risciacqua il contenitore del muco e il beccuccio con acqua.
 - Usa una spazzola per strofinare se necessario.
 - Asciuga all'aria e rimetti i componenti nel cassetto di stoccaggio del dispositivo.

Nota: Il tubo non necessita di lavaggio a meno che non sia macchiato.

Note Speciali Sulle Spugne

In generale, la spugna non necessita di pulizia o sostituzione. Tuttavia, se viene contaminata con muco, sarà necessario rimuoverla e sostituirla. Seguite questi passaggi:




- ① Rimuovere o posizionare la spugna del filtro sul componente di transizione come mostrato nell'Immagine 1, quindi allentare o fissare il coperchio come mostrato nell'Immagine 2.
- ② Ruotare il coperchio in senso antiorario per sbloccare o in senso orario per bloccare, come mostrato nell'Immagine 3.

Nota: questa spugna non è monouso e non può essere lavata, asciugata e riutilizzata.

Come assemblare il contenitore del muco dopo la pulizia

- ① Allineare la fibbia sulla piastra di tenuta con la baionetta sulla base. Premere e girare a destra per bloccare.
- ② Collegare la base con il contenitore del muco e spingere la base nel contenitore fino a sentire un "clic", confermando che è installato saldamente.



Risoluzione dei Problemi

Aspirazione debole o assente

- ① Assicurarsi che la punta di aspirazione in silicone sia installata correttamente.
- ② Caricare il dispositivo prima dell'uso.
- ③ Verificare che tutti i componenti siano assemblati correttamente.
- ④ Ispezionare la spugna sulla piastra di tenuta per umidità o espansione; in caso, sostituirla (sono incluse più sostituzioni).

Lesioni o Dolore

- ① Non utilizzare in caso di epistassi o lesioni acute alla testa, viso o collo.
- ② Evitare di inserire la punta di aspirazione in silicone troppo profondamente nella cavità nasale.
- ③ Non utilizzare continuamente per lunghi periodi o a un livello di aspirazione eccessivamente alto.
- ④ Per grave congestione nasale o condizioni incerte, consultare un medico.

Nessun olfatto o olfatto minimo

- ① Posizionare correttamente la punta di aspirazione nella cavità nasale e mantenere la testa dritta.
- ② Scegliere la punta di aspirazione appropriata in base alla viscosità del muco nasale.
- ③ Se necessario, spruzzare soluzione salina nella cavità nasale per diluire il muco.

Gentile Promemoria

- ① Utilizzare solo sapone neutro e acqua per la pulizia.
- ② Dopo la pulizia, il contenitore del muco (rimuovere la base e la piastra di tenuta) e le punte in silicone possono essere sterilizzati con acqua bollente.

Hommie

FUSSEN(HK)LIMITED

243-247 Des Voeux Road Central, 7/F., Blissful Building, Sheung Wan,
Hong Kong, 999077, HK hommieservices@hotmail.com

Manufacturer: Dongguanshi Yiyangmei Technology Co.,Ltd.

Address: NO.31 Tangxi Street Shatou, Chang'an Town Dongguan,
Guangdong 523000 China, 523000

EC | REP Ocean Trading GmbH


✉ ear@oceantrading.de ☎ 0049-30/25758899

📍 Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany

UK | UKRP OCEAN SUPPORT LTD

📍 Amber, Office 119, Luminous House 300 South
Row, Milton keynes, MK9 2FR

✉ Info@topouxun.com



Made In China